



齶蝕CR除去に最適な  
切れが良く、丈夫なカーバイドバーはありませんか？

術部も見える  
極細ネックです。

製品名：ブッシュ カーバイドバー 分類：一般医療機器  
医療機器届出番号：13B1X00004000062  
一般名称：歯科用カーバイドバー 製造元：ブッシュ(ドイツ)

## カーバイドバー CA用 1SXM

こんな症例に  
おすすめです。

- ・ 齶蝕CR除去に最適です。
- ・ 前歯部隣接面齶蝕(3・4級窩洞)
- ・ 歯頸部齶蝕(5級窩洞・歯頸部窩洞)
- ・ 小窩裂溝齶蝕(1級窩洞)

「ストレスを感じない切れの良さ」「オートクレーブ滅菌に強い」と、臨床でも好評です。術部も見える極細ネックと、切削振動を抑えた患者様に優しい設計により、ブレがなく的確に術部へアプローチします。健全歯質の削除を最小限にすることができるカーバイドバーです。



ISO Ø	010	012	014	016	018	021	023
1SXM	●	●	●	●	●	●	●
1SXM-L	●	●	●	●	●	●	●
メーカー推奨 回転数 (min <sup>-1</sup> )	1,400 ~2,950	1,250 ~2,800	1,000 ~2,500	750 ~2,050	550 ~1,650	500 ~1,300	500 ~1,100

1SXM	1SXM-L (ロングタイプ)
22mm	26mm
6本入	2本入
4,420円(税別)	2,020円(税別)
長さ	長さ
包装	包装
標準価格	標準価格

Jアソートメントキット オートクレーブ滅菌が可能な便利な  
ステリセーフ パースタンドが付属します。



【包装】各サイズ1本入 ■1SXM CA用/010、012、014、016、018、021、023  
■1SXM-L CA用/010、014、018、023 【価格】14,700円(税別)  
※ステリセーフ パースタンドは単体での販売も行ってあります。価格:4,970円(税別)

製造販売元



東京歯科産業株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5  
TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254  
E-mail:main@tokyodental.co.jp  
http://www.tokyodental.co.jp

■大阪支店

〒541-0059 大阪市中央区博労町4丁目4-11  
船場西KIDビル2階 TEL:06-6251-5624

■九州支店

〒812-0028 福岡市博多区須崎町4-23  
TEL:092-281-5625