

# HyFlex™ CM

## 製品ラインナップ

東京歯科産業 商品コード / Coltene No. CAT#

シリーズ名	回転速度 (rpm)	最大トルク (N・cm)
HyFlex™ CM	500	2.4

HyFlex™ NiTi CMファイル				包装:6本 価格:13,400円(税別)
サイズ/テーパー	19mm	21mm	25mm	31mm
25/08	825-106 192508 / #6001 1048			
15/04		825-107 211504 / #6001 1049	825-108 251504 / #6001 1065	825-109 311504 / #6001 8284
20/04		825-107 212004 / #6001 1050	825-108 252004 / #6001 1066	825-109 312004 / #6001 8285
25/04		825-107 212504 / #6001 1052	825-108 252504 / #6001 1067	825-109 312504 / #6001 8286
30/04		825-107 213004 / #6001 1053	825-108 253004 / #6001 1068	825-109 313004 / #6001 8287
35/04		825-107 213504 / #6001 1054	825-108 253504 / #6001 1069	
40/04		825-107 214004 / #6001 1055	825-108 254004 / #6001 1070	825-109 314004 / #6001 8288
45/04		825-107 214504 / #6001 1056	825-108 254504 / #6001 1071	
50/04		825-107 215004 / #6001 1057	825-108 255004 / #6001 1072	825-109 315004 / #6001 8289
60/04		825-107 216004 / #6001 1058	825-108 256004 / #6001 1073	825-109 316004 / #6001 8290
20/06		825-107 212006 / #6001 1059	825-108 252006 / #6001 1074	825-109 312006 / #6001 8291
25/06		825-107 212506 / #6001 1060	825-108 252506 / #6001 1075	
20/06 X-tra spirals		825-107 212006X / #6001 8699	825-108 252006X / #6001 8700	825-109 312006X / #6001 8701
25/06 X-tra spirals		825-107 212506X / #6001 8702	825-108 252506X / #6001 8703	825-109 312506X / #6001 8704
30/06		825-107 213006 / #6001 1061	825-108 253006 / #6001 1076	825-109 313006 / #6001 8292
35/06		825-107 213506 / #6001 1062	825-108 253506 / #6001 1077	
40/06		825-107 214006 / #6001 1063	825-108 254006 / #6001 1078	825-109 314006 / #6001 8293
HyFlex™ NiTi CMファイル アソート				包装:6本 価格:13,400円(税別)
内容/サイズ	21mm		25mm	31mm
20/04, 25/04, 30/04, 40/04, 20/06	825-100 / #6001 1064		825-102 / #6001 1079	825-104 / #6001 8294
※19mm 25/08				

# HyFlex™ EDM

## 製品ラインナップ

東京歯科産業 商品コード / Coltene No. CAT#

シリーズ名		回転速度 (rpm)	最大トルク (N・cm)
HyFlex™	グライドパス用	300	1.8
EDM	グライドパス用以外	400	2.4

HyFlex™ NiTi EDMファイル		NEW		包装:3本 価格:7,150円(税別)
サイズ/テーパー	15mm	21mm	25mm	
25/12 Orifice Opener	825-170 152512 / #6001 9596			
10/05 Glide Path File		825-203 / #6002 2269	825-205 / #6001 9594	
NEW 20/05 Preparation File		825-172 212005 / #6002 2275	825-175 252005 / #6002 2276	
25/08~.04 HyFlex™ One File		825-172 212500 / #6002 2270	825-175 252500 / #6001 9595	
40/04 Finishing File		825-172 214004 / #6002 2271	825-175 254004 / #6001 9597	
50/03 Finishing File		825-172 215003 / #6002 2272	825-175 255003 / #6001 9598	
60/02 Finishing File		825-172 216002 / #6002 2274	825-175 256002 / #6001 9599	
HyFlex™ NiTi EDMファイル アソート				包装:3本 価格:7,150円(税別)
内容/サイズ	21mm		25mm	
Shaping Set Simple 10/05、25/08~.04 ※15mm 25/12	825-145 / #6002 2267		825-150 / #6001 9363	
NEW Shaping Set Midium 10/05、20/05、25/08~.04	825-147 / #6002 2277		#825-152 / 6002 2278	
Finishing Set 40/04、50/03、60/02	825-154 / #6002 2268		825-155 / #6001 9364	

# HyFlex™ GPF/SS X-File

## 製品ラインナップ

東京歯科産業 商品コード / Coltene No. CAT#

シリーズ名	回転速度 (rpm)	最大トルク (N・cm)
HyFlex™ GPF	300	1.8

HyFlex™ NiTiファイル GPF(グライドパスファイル)		包装:6本 価格:14,300円(税別)	
内容/サイズ	25mm		
15/01、15/02、20/02 各2本	825-200 / #6001 8753		
HyFlex™ SS Xファイル (材質:ステンレス鋼)		包装:6本 価格:3,900円(税別)	
サイズ/テーパー	21mm		25mm
08/02	825-010 2108 / #H08371	825-012 2508 / #H08393	
10/02	825-010 2110 / #H08372	825-012 2510 / #H08394	

販売名: NiTiロータリーファイルHyFlex 滅菌パッケージ 分類: 管理医療機器 一般の名称: 電動式歯科用ファイル 認証番号: 228A0BZ100013000  
販売名: HyFlex X ファイル 分類: 一般医療機器 一般の名称: 歯科用ファイル 認証番号: 13B1X10231000101

製造業者

 COLTENE

選任製造販売業者

**AJMD 株式会社**

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-7 久松町ロータリービル  
TEL: 03-5614-0733 / FAX: 03-5614-0734

販売業者

 **東京歯科産業株式会社**

東京本社: 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5

TEL: 03-3831-0176(代) / FAX: 03-3835-8254

大阪支店: 〒541-0059 大阪市中央区博労町4丁目4-11 船場西KIDビル2階

TEL: 06-6251-5624 / FAX: 06-6251-5705

九州支店: 〒812-0028 福岡市博多区須崎町4-23

TEL: 092-281-5625 / FAX: 092-291-7553