

# チップラインナップ

マルチピース コンビタッチ



**SCALING**

S1 S2 S3 S4 S5 S1-S

スケーリング用

**SCALING HIGH EFFICIENCY**

S6 S7 S8

スケーリング用チップ S1~S3と比較して約2倍のパワーを発揮

**IMPLANT CLEANING**

ICS IC1

インプラント表面や補綴物のクリーニング用

**PERIO**

P1 P2 P3 P4

歯肉縁下の歯石やバイオフィルム除去用

**PERIO ANATOMIC**

P10 P11 P12 P13 P14 P15

歯周ポケットが深い場合の歯石やバイオフィルム除去用

ストレート 右向き(15°) 左向き(15°) 先端φ0.8mm 右向き(15°) 先端φ0.8mm 左向き(15°) ユニバーサルタイプ ストレート

P16R P16L

歯周ポケットが深い場合の歯石やバイオフィルム除去用  
ユニバーサルタイプ 右向き  
ユニバーサルタイプ 左向き

**ENDO**

E1 E2

エンドファイル取付用  
挿入角度120° 挿入角度90°

**ENDO REVISION**

ER1 ER2 ER3 ER4 ER5

先端φ1.7mm φ0.7mm φ0.6mm φ0.6mm φ0.5mm  
粒度:細(D30) 作業長10mm 粒度:先端5mm 粒度:先端5mm 粒度:先端5mm  
細(D30) 細(D30) 細(D30)

P15、P16R、P16Lの仕様に関してはインサートチップ プロフィラキス カタログを参照ください。

**ENDO RETRO**

R1 R2 R3 R4 R5

ストレート 前歯部用 逆根管洗浄用 前歯部用 臼歯部用 右向き 臼歯部用 左向き

**ENDO REVISION**

RD3 RD4 RD5

逆根管拡大用(ダイヤモンドコーティング)  
粒度:細(D30) 粒度:細(D30) 粒度:細(D30)

**EXTRACTIONS**

ME1 ME2 ME3

ストレート 左向き 右向き

歯根膜剥離用ブレード

マルチピース専用チップです。

**CROWN PREP**

DB1

マージン形成 仕上げ

	TA	D120	D90	D60
φ1.2mm			TA12D90	TA12D60
φ1.4mm	TA14D120		TA14D90	TA14D60
φ1.6mm	TA16D120		TA16D90	TA16D60

使用には別途AB1、K7が必要です。

**CAVITY MARGIN**

CM1 CM2 CM3 CM4

φ1.8mm φ1.8mm φ1.5mm φ1.5mm  
粒度:中(D90) 粒度:細(D30) 粒度:中(D90) 粒度:細(D30)  
窩洞辺縁形成用 仕上げ用 窩洞辺縁形成用 仕上げ用

**RESTORATIVE**

D3 D4

ガッターバーチャ 除去用(乾式) クラウン 撤去用(乾式)

# CROWN PREP KIT

構成品



674932 02160009  
クラウン形成用 キット

チップホルダー DB1 ×1本  
チップ着脱用キー AB1 ×1個  
トルクレンチ K7 ×1個



## DB1

674933 03570001  
チップホルダー DB1

restorative:3-6



## AB1

674934 03580001  
チップ着脱用キー AB1



## K7


674862 02900081  
トルクレンチ K7 (DB1用)  
ME2、ME3、P16R、P16L、  
ER4、ER5の着脱にも  
使用します。



# ENDO

補充品

エンド用チップE1、E2使用時に使用します。



## SCREW FOR E1 ENDOCHUCK

674907 01260005  
E1 エンドチャック用ネジ



## K1 WRENCH

674860 02270003  
トルクレンチ K1 (E1/E2用)  
着脱用



## SCREW FOR E2 ENDOCHUCK

674906 01260003  
E2 エンドチャック用ネジ



## WRENCH FOR ENDO

674908 02270004  
エンドファイル用レンチ



# UNIVERSAL CART

オプションのユニバーサルカートがあればストレスなくマルチピエゾ、コンビタッチを移動できます。カートの支柱にコードやホースなどが収納できるため、見た目はスッキリして、配線の絡みつきが起りません。天板はガラス製で清潔感があり、全体的に清掃が簡単にしやすくなっています。

ユニバーサルカート

【仕様】

サイズ: W5700×L5800×H9600mm  
重量: 28kg



【特定保守管理医療機器】 販売名:マルチピエゾ 分類:管理医療機器 認証番号:226AGBZX00067000 一般の名称:歯科用多目的超音波治療器 コード:70719000 製造元:Mectron S.p.A.(イタリア)  
販売名:コンビタッチ 分類:管理医療機器 認証番号:230AGBZX00122000 一般の名称:歯科用多目的超音波治療器 コード:70719000 製造元:Mectron S.p.A.(イタリア)

※カタログ掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

製造元



製造販売元



東京本社: 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5  
TEL:03-3831-0176(代) / FAX:03-3835-8254  
名古屋営業所: 〒460-0008 名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル13階  
大阪支店: 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町8-12第3マイダビル203  
九州支店: 〒812-0028 福岡県福岡市博多区須崎町4-23  
TEL:092-281-5625 / FAX:092-291-7553