

HyFlex™ EDM

期間：2026年 8/3(月) ~ 9/15(火) 特別価格にてご提供いたします!

HyFlex EDM特徴



滅菌済み
再使用可能
保険適用



高い破折抵抗性

放電加工による回転疲労抵抗性の向上によってより安全な治療をご提供いたします



優れた切削力



可変クロスセクション

切削片の排出と破折抵抗性に優れています

キャンペーン

交換時期がわかりやすい

オートクレーブ滅菌により、本来の形状と強度を取り戻すことができます。

(*Sapienza University 2011)形状回復する限り何度でも使用可能(*薬事認証あり)となります。また「形状回復しない=ファイルの交換時期」となるので交換時期が一目で確認できます。

※使用後、金属疲労が目視で確認できない場合でも必ずオートクレーブ滅菌をしてください。

▼ 使用前



▼ 使用后



▼ オートクレーブ滅菌後(熱処理後)



形状回復の様子を二次元コードより動画で確認いただけます



高い柔軟性により
プレカーブを付与できます



HyFlex OGSFラインナップ

	18/11	15/03	18/045	30/04
CORONAL				
MIDDLE				
APICAL				
	Opener	Glider	Shaper	Finisher
	Opener	Glidepath	Shaping	Finishing
回転数 (RPM)	400	300	400	
トルク (N/cm)	2.5	1.8	2.5	

HyFlex EDMラインナップ

	25/12	15/03	10/05	20/05	25/08-04	40/04	50/03	60/02
CORONAL								
MIDDLE								
APICAL								
	Orifice Opener			HyFlex™ Preparation File	HyFlex™ One File			
	Access Opening	Glidepath		Shaping		Finishing		
	(Optional)							
回転数 (RPM)	400	300		400				
トルク (N/cm)	2.5	1.8		2.5				

販売名: NiTiロータリファイルHyFlex 滅菌パッケージ 分類: 管理医療機器 医療機器認証番号: 228A0BZ100013Z00 一般名称: 電動式歯科用ファイル 選任製造販売業者: AJMD 株式会社

キャンペーン特別価格については、お取引の歯科ディーラー様までお問い合わせください。

HyFlex EDM

品番	商品名			
60019596	単品	Orifice Opener	25/.12	(15mm)
60023493	21mm 単品	Glidepath File	15/.03	
60022269		Glidepath File	10/.05	
60022275		Preparation File	20/.05	
60022270		One File	25/.08-.04	
60022271		Finishing File	40/.04	
60022272		Finishing File	50/.03	
60022274		Finishing File	60/.02	
60023492	25mm 単品	Glidepath File	15/.03	
60029594		Glidepath File	10/.05	
60022276		Preparation File	20/.05	
60019595		One File	25/.08-.04	
60019597		Finishing File	40/.04	
60019598		Finishing File	50/.03	
60019599		Finishing File	60/.02	

HyFlex EDM OGSF

品番	商品名			
60036140	単品	Orifice Opener	18/.11	(18mm)
60023493	21mm 単品	Glidepath File	15/.03	
60036136		Shaping File	18/.045	
60036138		Finishing File	30/.04	
60036141	21mmアソート	OGSF Sequence	18/.11、15/.03、18/.045、30/.04	
60023492	25mm 単品	Glidepath File	15/.03	
60036137		Shaping File	18/.045	
60036139		Finishing File	30/.04	
60036142	25mmアソート	OGSF Sequence	18/.11、15/.03、18/.045、30/.04	

■ 関連製品のご紹介

歯科用電動式ハンドピース

Endo Free

コンパクトヘッドのエンドモーター
すべてのファイルシステムに対応しております。



販売名: エンドフリー
分類: 管理医療機器 (特定保守管理医療機器)
医療機器認証番号: 304AIBZX00023000
一般的名称: 歯科用電動式ハンドピース

根管長測定器

Dpex V

エンドフリーとの接続で、
より安全な根管治療を実現します。



販売名: ディーベックス V
分類: 管理医療機器 (特定保守管理医療機器)
医療機器認証番号: 305AIBZX00009000
一般的名称: 歯科用根管長測定器

歯科用根管充填シーラ

ガッタフロー2

高い密封性を手軽に実現。
術後疼痛も引き起こさない。



販売名: ガッタフロー2
分類: 管理医療機器
医療機器認証番号: 230AKBZI00073000
一般的名称: 歯科用根管充填シーラ
選任製造販売業者: AJMD株式会社

歯科用電動式ハンドピース

CANALPro X-Move

EMR付エンドモーター
絶縁性コンパクトヘッド
すべてのファイルシステムに対応しております。



販売名: CanalPro X-Move エンドモーター
分類: 管理医療機器 (特定保守管理医療機器)
医療機器認証番号: 306AKBZI00063000
一般的名称: 歯科多目的治療用モータ
選任製造販売業者: AJMD株式会社

販売元

東京歯科産業株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5 TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254
E-mail:info@tokyodental.co.jp <https://www.tokyodental.co.jp>

■大 阪 支 店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2-1 第2中田ビル701号室
■九 州 支 店 〒812-0028 福岡県福岡市博多区須崎町4-23 TEL: 092-281-5625



セミナーや新製品情報を発信しています。