

天然成分による持続性除菌剤

院内・施設の衛生管理に 植物由来という選択

歯科医院専売品

PLANT-DERIVED INFECTION CONTROL

CITRUBUSTER[®] PRO

99.99%瞬間除菌 長時間抗菌コート (無農薬) (無添加) (アルコールフリー)




全国の医療機関で使われています。

植物由来の衛生ソリューション

- 100%自然由来成分だから安心！
- 有機物(唾液・血液・埃等)でも影響を受けにくい。
- 瞬間除菌、持続性抗菌コート。
- 器材等の金属腐食や変色、着色がない。
- アルコール等と混合して抗菌使用にすることが可能
(オイル系は省く)

アルコール	一般細菌数	シトラバスター PRO
680,000		680,000
98,000	5秒	10未満
120,000	1日	10未満
270,000	1週間	10未満

使用方法	推奨希釈率
器具類へのスプレー/浸漬 義歯・印象体への除菌 キッズルーム除菌	シトラバスターPRO 原液での使用
ユニット類・院内除菌 機器類除菌・白衣類除菌	水 : シトラバスター (水道水可) PRO 1 : 1
エタノールとの混合 他薬剤との混合 ※オイル類との混合はできません。	エタノール : シトラバスター PRO 10 : 1



選ばれる理由は、安全性 × 持続性

薄めて、混ぜて、手軽に使える。

歯科素材のキレイに寄り添う、マルチな抗菌パートナー

「アルコールや洗剤などと混合でき抗菌使用できるマルチ用途型除菌剤！」

「最大10倍希釈で使用できるコストパフォーマンス！」



【シトラバスターEXからの変更点】

GSEはpHに左右されないことから、pH基準の製造から植物本来の力をそのまま引き出せるようpH基準での製造工程を改めました。従って、これまでの中性からシトラバスターPROは人と同じ弱酸性へ変更となります。また、これまで積み重ねてきたエビデンスを基に、希釈範囲内での有効性が確認されたことを踏まえ、希釈して使用できるものとし、化学反応を起こさない特性からアルコールや洗剤などと混合して使用できる、歯科領域初のマルチ用途型持続性除菌として使用変更いたしました。

大学研究機関・各専門機関

東京大学・東京科学大学・鶴見大学・東京農工大学・岐阜大学・北里大学・金沢大学・神奈川歯科大学・代替医療科学研究センター・バイオメディカルサイエンス研究会・カビ相談センター・環境衛生検査センター・日本繊維食品品質センター・UBE科学分析センター・日本食品検査首都圏事業所

試験内容

新型コロナウイルスオミクロン株抗ウイルス性試験・インフルエンザウイルス不活化性定量試験・薬剤耐性菌に対する抗菌効果試験・鳥インフルエンザウイルスに対する阻害効果試験・抗菌性試験・手指除菌効果48時間試験・長期除菌効果14ヶ月試験・脾臓におけるGSEでの殺ウイルス試験・不織布に接種された細菌におけるGSEの効果・口腔内微生物に対する試験・歯肉線維芽細胞に対する為害性試験・細胞傷害性試験・口腔カンジダ菌真菌抑制試験・口腔カンジダ症の治療効果検証・入れ歯ベース樹脂状のカンジダアルビカンズバイオフィルムの阻害効果実験・白癬菌に対する抗真菌薬活性試験・乾燥検体の抗菌力試験・口腔粘膜に対するGSEの安全性・シトラバスターGSE内のリモネン含有についての試験・GSEシトラバスター内のフラノクマリン含有についての試験

各エビデンスについては、お気軽にお問い合わせください。



CITRUBUSTER®
一般社団法人 GSE研究会認証製品

製造元
株式会社EID
東京都港区虎ノ門4-3-20
神谷町MTビル14F

総販売元
東京歯科産業株式会社
東京都千代田区外神田6-10-5
TEL: 03(3831)0176