

# SMART DAM

## トーデント スマートダム

伸縮性に優れ、コストパフォーマンスの良い歯科用ラバーダム。  
精密な歯内療法の実現のため、口腔内の防湿、感染予防に。

### 優れた伸縮性

ラテックス:600%  
ノンラテックス:700%

### パウダーフリー

### ハイコントラストな色彩

視認性に優れています



●ラテックス  
香り:スペアミント 色:グリーン  
厚み:0.18mm±0.02mm  
ミディアム

5x5インチ 52枚/箱  
6x6インチ 36枚/箱

香り:無香料 色:ブルー  
厚み:0.18mm±0.02mm  
ミディアム

5x5インチ 52枚/箱  
6x6インチ 36枚/箱

●ノンラテックス  
香り:スペアミント 色:パープル  
厚み:0.25mm±0.02mm  
ミディアム

6x6インチ 15枚/箱

製品・価格情報はこちらからご覧ください。



臨床試用医療機器をご希望の方は弊社までご連絡ください

販売名:トーデントスマートダム 分類:一般医療機器 医療機器届出番号:13B1X00004000228 一般的名称:歯科用ラバーダム

関連製品 トーデント スマートダムと合わせて使用することで防湿効果の向上が期待できます

歯科用ラバーダム防湿キット トーデント コーキングダム



ラバーダムと歯牙との間隙を封鎖し処置部への  
唾液及び薬液の浸入を防ぐ

- 防湿専用のシーリング材
- 複数歯のケースでもOK
- 流動性が良く除去も容易

上顎ブリッジの根管治療症例

Br TEK上顎の根管治療時、ラバーダムをフィットできない頬舌側をコーキングダムを使用して封鎖します。



製品・価格情報はこちらからご覧ください。



販売名:トーデントコーキングダム 分類:一般医療機器 医療機器届出番号:13B1X00004000225 一般的名称:歯科用ラバーダム防湿キット  
販売名:トーデントコーキングダムチップ 分類:一般医療機器 医療機器届出番号:13B1X00004000226 一般的名称:歯科用注入器具

