


根管洗浄用チップ

トーデント Niti洗浄チップ

- 柔軟性が高く、根管追従性に優れています
- マルチプルユースで経済的
- オートクレーブ滅菌可能

柔軟性が高く、根尖付近まで
洗浄液を送りこめます



先端部は根尖に圧が
かかりづらい設計



ロック式のシリンジで
お使いいただけます



製品仕様

- 長さ：17mm / 25mm ●先端：30G ●材質：ニッケルチタン
- 包装形態(3種)：17mm 10個入 / 25mm 10個入 / 17mm、25mm 各5個入

販売名:トーデントNiti洗浄チップ 分類:一般医療機器 医療機器届出番号:13B1X00004000230 一般的名称:洗浄針

製造販売元

東京歯科産業株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5 TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254
E-mail:info@tokyodental.co.jp <https://www.tokyodental.co.jp>

■大阪支店 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町8-12第3マイダビル203
■九州支店 〒812-0028 福岡県福岡市博多区須崎町4-23
TEL:092-281-5625

製品・価格情報は
こちらからご覧ください。



セミナーや新製品情報を
発信しています。



公式LINE