

# チップラインナップ

スケーリング/ペリオ/インプラントクリーニング

mectron

medical technology

SCALING



S1 S1-S S2 S3 S4 S5 S6

S1~S3と比較して約2倍のパワーを発揮

スケーリング用

\*K10トルクレンチ付き

PERIO



P1 P2 P3 P4

歯肉縁下の歯石やバイオフィルム除去用

\*K10トルクレンチ付き

PERIO ANATOMIC




P10 P11 P12

ストレート 右向き(15°) 左向き(15°)

歯周ポケットが深い場合の歯石やバイオフィルム除去用

\*K10トルクレンチ付き

PERIO ANATOMIC




P13 P14 P15 P16R P16L

先端φ0.8mm右向き(15°) 先端φ0.8mm左向き(15°) ユニバーサルタイプストレート ユニバーサルタイプ右向き ユニバーサルタイプ左向き

歯周ポケットが深い場合の歯石やバイオフィルム除去用

\*K10トルクレンチ付き



IMPLANT CLEANING



ICS IC1 ICS+IC1 (5個)

インプラント表面や補綴物のクリーニング用

インプラントクリーニングセット

\*K10トルクレンチ付き

K10トルクレンチ \*印は K10トルクレンチ付き

引っ掛け防止でインサートチップを安全に保護します。



## 切開・切除用

EXTRACTIONS



ME1 ME2 ME3

ストレート 左向き 右向き

歯根膜剥離用ブレード

K6トルクレンチ付き

マルチピエゾ、コンビタッチでご使用ください。

K6トルクレンチ (ME1、ME2、ME3 専用)



## 形成/根管治療

CROWN PREP DB1 マージン形成 仕上げ		TA	D120	D90	D60
		φ1.2mm		TA12D90	TA12D60
		φ1.4mm	TA14D120	TA14D90	TA14D60
		φ1.6mm	TA16D120	TA16D90	TA16D60

## CROWN PREP 構成品

### クラウン形成用キット

チップホルダー-DB1 ×1本  
チップ着脱用キー-AB1 ×1個  
K7トルクレンチ×1個



チップホルダー DB1	チップ着脱用キー AB1	K7トルクレンチ (DB1用)
-------------	--------------	-----------------

ENDO	ENDO 補充品	
	エンド用Uファイル取付用ホルダです	
	K1トルクレンチ (E1/E2用) 着脱用	エンドファイル用 レンチ

**E1**  
挿入角度120°

**E2**  
挿入角度90°

Uファイルは付属していません

ENDO REVISION	ENDO REVISION				
	ER1	ER2	ER3	ER4	ER5
	先端φ1.7mm 粒度:細(D30)	φ0.7mm 作業長10mm 粒度:先端5mm 細(D30)	φ0.6mm 作業長10mm 粒度:先端5mm 細(D30)	φ0.6mm 作業長20mm 粒度:先端5mm 細(D30)	φ0.5mm 作業長24mm

\*K10トルクレンチ付き

ENDO RETRO	ENDO RETRO		
	RD3	RD4	RD5
	粒度:細(D30)	粒度:細(D30)	粒度:細(D30)

逆根管拡大用(ダイヤモンドコーティング)

\*K10トルクレンチ付き

【特定保守管理医療機器】 販売名:マルチピエノ 分類:管理医療機器 認証番号:226AGBZX00067000 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 コード:70719000 製造元:Mectron S.p.A.(イタリア)  
販売名:マイクロピエノ 分類:管理医療機器 認証番号:305AIBZX00008000 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 コード:70719000 製造元:Mectron S.p.A.(イタリア)  
販売名:コンビタッチ 分類:管理医療機器 認証番号:230AGBZX00122000 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 コード:70719000 製造元:Mectron S.p.A.(イタリア)

※カタログ掲載内容は予告なく変更になる場合があります。



\*コンビタッチ本体は含まれません

### 側面



### 背面カバー開口時



### 【仕様】

サイズ:W5700×L5800×H9600mm

重量:28kg

製造元



製造販売元



東京本社:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5

TEL:03-3831-0176(代) / FAX:03-3835-8254

大阪支店:〒564-0052 大阪府吹田市広芝町8-12第3マイダビル203

九州支店:〒812-0028 福岡県福岡市博多区須崎町4-23

TEL:092-281-5625 / FAX:092-291-7553